

SISTEMA DE RAÍLES

RAÍL DE PARED (BARRA ESTÁNDAR)

Material:	acero inoxidable
Tapas de extremos:	plásticas, negro
Perfil del raíl:	25 x 10 x 1,5 mm
Capacidad de carga:	100 kg / tramo de metro
Superficie:	pulida

⇒ tamaños intermedios y longitudes especiales son también posibles

⇒ Partes plásticas opcionales en azul o blanco

⇒ Cada raíl provisto con 1 tornillo de tierra



214542 Raíl de Pared Estándar 1,5 m

214199 Raíl de Pared Estándar 2,0 m

SOPORTE DE INFUSIÓN ANGULADO

- Cuidado de infusión efectivo al colgar seguramente las botellas y bolsas de suero
- Cuidado de infusión para el ahorro en espacio

Material del Soporte:	acero inoxidable
Diámetro del tubo:	25 / 18 mm
Soporte de ganchos:	4 ganchos—2 kg/ Gancho
Cambio paralelo:	aprox. 350 mm
Ajuste de altura:	1.180 mm—1.510 mm
Longitud de tubo externo:	1.000 mm
Peso total:	aprox. 1,45 kg
Equipo:	2 x 45 ° angulado, con garra
	Para raíl de pared y soporte
	A pared, para ensamblar al raíl de pared
	25 x 10 mm
	Ajuste de altura con tornillo



176145 Soporte de infusión angulado




SISTEMA DE RAÍLES

BANDEJA DE DOBLE VIDRIO TEMPLADO

Grosor del vidrio: 5 x 5mm

Sin cajón incorporado

233003 Bandeja de vidrio s/ cajón



BANDEJA DE DOBLE VIDRIO TEMPLADO

Grosor del vidrio: 5 x 5mm

Con 1 cajón incorporado

233006 Bandeja de vidrio c/ cajón



CANASTA CON GARRA

Material de la garra: aluminio

Color: gris claro

Tamaño: 250 (An) x 90 (P) x 200 (Al) mm

⇒ Para montajes subsecuentes

⇒ Con 1 garra para raíl

216337 Cesta pequeña con garra para raíl



GARRA PARA RAÍL (con tornillo sin cabeza)

Material de la garra: aluminio

⇒ Con agujero de alojamiento de 18 mm

⇒ Con tornillo de sujeción

⇒ Para raíl 25 x 10 mm, hasta 30 x 10 mm

⇒ Para fijar lámparas, soportes de infusión y otros equipos

Peso total: aprox. 0,18 kg (sin embalaje)

213844 Garra para raíl



SISTEMA DE RAÍLES

PARADORES PARA CARRO MÓVIL

Material: acero pintado

Para raíl de pared: 25 x 10 mm

Color: blanco

⇒ Con elemento de ule absorbente

⇒ Ajustable solamente con herramientas

⇒ Juego de dos (izquierdo y derecho)



213659 Paradores para carro móvil

CARRO MÓVIL PARA RAÍL DE PARED

Material: 5 x 5mm

Color: blanco

⇒ Con 2 deslizadores completos (superior—inferior)

⇒ Deslizadores y tubo son ajustables a lo largo del raíl de pared

⇒ Con 4 rodamientos horizontales

⇒ Con 2 rodamientos verticales

⇒ Con tapas para cubrir agujeros de tornillos

⇒ Tubo 1.000 mm ajus. Alt. Con una mano (38 x 2 mm)

⇒ Con tapas para el tubo en parte sup. e inf.

⇒ Con manija de freno en parte superior


Capacidad de carga: 75 kg

Peso neto: aprox. 4,2 kg

ATENCIÓN: deben de haber dos raíles de pared paralelos entre sí, para así permitir un deslizamiento sin interrupciones.



213127 Carro móvil para raíl



SISTEMA DE RAÍLES

UNIDAD PARA BOMBAS DE INFUSIÓN CON SOPORTE GIRATORIO

- Movimiento silencioso de los porta-sueros y equipos médicos a lo largo del raíl de pared para operación óptima de los procesos.
- Posicionamiento variable de los equipos de cuidado y componentes cerca del paciente

Rango de regulación: 1.500—2.450 mm

Capacidad de carga: 2 kg / gancho

- 1 tubo de acero inoxidable de 33,7 mm
- 2 sostenedores horizontales de aluminio
- 2 garras para raíl
- 1 soporte de infusión en acero inoxidable con ajuste de altura con tornillo
- Barra para botellas con 6 ganchos.

178259-X Unidad para bomba de infusión con soporte giratorio

