

SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES



- Facilita el traslado de pacientes de manera rápida y eficiente
- Fabricado con un tablero PP de alta calidad, ligero y, que admite torsiones, presión y en estado de reposo recupera su forma inicial
- Cubierto con material especialmente diseñado para facilitar una mínima fricción con la cobertura exterior rotatoria.
- Fácil de limpiar
- Plegable
- Bordes de seguridad
- Sin componentes metálicos, y totalmente no magnético, compatible con RMI
- Radio-transparente
- Dimensiones: 170x50x2cm
- Dimensiones plegado: 85x50x2cm

Ref. HO-T03 Sistema transfer de pacientes