

ALMOHADA DE CAMA DE PACIENTE

Nº de artículo: 1



- ⇒ Hidrofuga. Grado de protección contra el fuego M1, según la norma UNE 23727:1990.
- ⇒ No acoge microorganismos. Antibacteriana, transpirable y no oxidable.
- ⇒ No cambia de color.
- ⇒ Espuma flexible 100% viscoelástica.
- ⇒ No oxida, no voluminosa y de tacto suave.
- ⇒ Libre de latex.
- ⇒ Con gran durabilidad de memoria.
- ⇒ Medidas: 90x30x20 cm.
- ⇒ Funda exterior de poliuretano antibacteriana, impermeable transpirable e ignífugo.
- ⇒ Funda de algodón 100%.
- ⇒ Funda: 40 hilos/cm, 36pasadas cm.
- ⇒ Tejido peinado y sanforizado.

REF: ACT105V

HELIANTHUS MEDICAL, S.L

C/ TELECOMUNICACIONES 25—POL. IND. URTINSA II

28923 ALCORCÓN (MADRID)

TEL. 34 91 611 19 12

FAX. 34 91 619 15 19

WWW.HELIANTHUSMEDICAL.COM

