



N.º de certificado de referencia

US-41072-M1-UL

SISTEMA DE IEC PARA RECONOCIMIENTO MUTUO DE CERTIFICADOS DE PRUEBA PARA EL ESQUEMA CB DE EQUIPOS ELÉCTRICOS(IECEE)

CERTIFICADO DE PRUEBAS CB

Producto

Cama obstétrica

Nombre y dirección del solicitante

Hill-Rom Inc
1069 State Rte 46 E Batesville, IN 47006
Estados Unidos

Nombre y dirección del fabricante

Hill-Rom Inc
1069 State Rte 46 E Batesville, IN 47006
Estados Unidos

Nombre y dirección de la fábrica

Hill-Rom Inc
1069 State Rte 46 E Batesville, IN 47006
Estados Unidos

Nota: Si hay más de una fábrica, indíquelo en la página 2

Valores y características principales

120 VCA, 4 A, 50/60 Hz;
230 VCA, 2 A, 50/60 Hz
100 VCA, 5 A, 50/60 Hz

Nombre comercial/marca (si la hay)



Fase utilizada en las instalaciones de pruebas del cliente (CTF)

CTF Fase 3

Ref. modelo / tipo

P3700

Información adicional (si es necesario también puede especificarla en la página 2)

Diferencias nacionales especificadas en el informe de pruebas CB.
El informe se revisó para incluir modificaciones técnicas.
☒ Información adicional en la página 2

Se probó una muestra del producto y se comprobó que estaba en conformidad con

IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012,
IEC 60601-1-6:2010, IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013

Como se muestra en el n.º ref. del informe de pruebas que forma parte de este certificado

E351608-D1003-2/A1/C0-CB emitido el 9-01-2023

Este Certificado de pruebas CB lo emite el Organismo Nacional de Certificación



- ☒ UL Solutions (US), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, EE. UU.
- ☐ UL Solutions (Demko), Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DINAMARCA
- ☐ UL Solutions (JP), Marunouchi Trust Tower Main Building 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPÓN
- ☐ UL Solutions (CA), 7 Underwriters Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADÁ

Para ver los nombres completos de las personas jurídicas, consulte www.ul.com/ncbnames

Fecha: 19 de enero de 2023

Fecha de publicación original: 28 de octubre de 2022

Firma:

[Firma]

Jolanta M. Wroblewska



N.º de certificado de referencia

US-41072-M1-UL

Fábrica(s):

HILL-ROM S A S
Z I DU TALHOUET
BOITE POSTALE 14 PLUVIGNER 56330
Francia

HILL-ROM DE MEXICO S DE RL DE CV
AV DEL TELEFONO 200
HUINALA APODACA, NL 66640
México

Evaluado adicionalmente según:

IEC 60601-2-52:2009; IEC 60601-2-52:2009/AMD1:2015

Resumen de las modificaciones:

- Adición del motor del cabecero alternativo fabricado por TiMotion Technologies, modelo TA15-5A
- Resumen actualizado de la sección de cumplimiento con desviaciones nacionales
- Los informes de la parte 2 se han actualizado para reflejar los cambios
- Actualización de la sección de encerramientos Consulte el informe de pruebas para más detalles.

Información adicional (si es necesario)



- ☒ UL Solutions (US), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, EE. UU.
- ☐ UL Solutions (Demko), Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DINAMARCA
- ☐ UL Solutions (JP), Marunouchi Trust Tower Main Building 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPÓN
- ☐ UL Solutions (CA), 7 Underwriters Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADÁ

Para ver los nombres completos de las personas jurídicas, consulte www.ul.com/ncbnames

Fecha: 19 de enero de 2023

Firma:

Fecha de publicación original: 28 de octubre de 2022

[Firma]

Jolanta M. Wroblewska