

Data sheet: medifa 4000



Art.-no.: 400570

Technical data

Longitud superficie de soporte	1330 mm
Ancho apoyo superficie	550 mm
Estándar rieles (L incógnita W) (opcional)	25 incógnita 10 mm
Columna cruz sección (L incógnita W)	420 incógnita 330 mm
Tara peso	110 kg
Máximo. carga	200 kg
Chasis (L incógnita W)	860 incógnita 550 mm

Cushions

Características	Desinfectable , lavable, sin látex, altura: 50 mm
-----------------	--

Materials

Marco	de acero inoxidable acero (1.4301) / (AISI/SAE:304), electropulido y maldito. Características: resistente a desinfectantes, fácil a limpio, inoxidable
-------	---

Columna Revestimiento	de acero y plástico saburral. Opcional: Inoxidable acero (1.4301) / (AISI/SAE:304), electropulido. Características: resistente a desinfectantes, fácil a limpio, inoxidable
-----------------------	---

Estándar rieles (opcional)	Acero inoxidable acero (1.4301) / (AISI/SAE:304), electropulido y maldito. Características: resistente a desinfectantes, fácil a limpio, inoxidable
----------------------------	--

Base fundición	de aluminio
----------------	-------------

Cojines	de imitación cuero
---------	--------------------

Adjustment ranges

Altura	550 - 900 mm
--------	--------------

Altura ajuste por medio de elevación pelvis parte	780 - 1130 mm
---	---------------

Ajuste de pelvis sección	+20°
--------------------------	------

Ajuste de atrás sección	+50°
-------------------------	------

Pierna titular ajuste	+30°
-----------------------	------

Memoria	12 Puestos
---------	------------

Environmental conditions

Temperatura	de funcionamiento: 10°C a +40°C Almacenamiento/transporte: - 20°C Bis + 50°C
-------------	--

Relativo Funcionamiento de la humedad	: 20 % Bis 80 % Almacenamiento/transporte: 10 % Bis 95 %
---------------------------------------	--

Aire Presión	de funcionamiento: 80 kPa a 106 kPa Almacenamiento/transporte: 70 kPa Bis 106 kPa
--------------	---

Eléctrico parámetros

Externo fuerza suministro	110 V / 230 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Fuerza consumo	Máx. 285 Virginia
Fuerza cable longitud	3 metro
Fusible	2 incógnita 5 EN

Clasificación

Médico dispositivo Protección de clase	I
clase	I
Grado de protección contra la electricidad choque	Tipo B de acuerdo a a IEC 60601-
Grado de protección contra la penetración de agua y cuerpos extraños	1 IP X4

Estándares y directiva

IEC 60601-1 Médico	eléctrico equipo – parte 1: General requisitos para básico seguridad y desempeño esencial
IEC 60601-1-2 Médico	Equipos eléctricos - Parte 1-2: Requisitos generales - rementos para básico seguridad y básico actuación - Colateral estándar: Electromagnético perturbaciones - Requisitos y pruebas
IEC 60601-1-6	Médico eléctrico equipo - Parte 1-6: General Requisitos de seguridad básica y rendimiento esencial - Colateral estándar: Usabilidad
IEC 62366 -1	Médico dispositivos - Parte 1: Solicitud de ingeniería de usabilidad para dispositivos médicos
ISO 14971	Médico dispositivos - Solicitud de riesgo gestión al ámbito médico dispositivos
2017/745 (UE)	Médico Dispositivo Regulación

